

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Egfr-Y869 Para Wb Y Elisa - P00533

Número de artículo: CM0001803



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido a EGFR Tyr869, apto para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con EGFR de humano, ratón y rata (~134 kDa). Ideal para el estudio de la señalización de EGFR, el cáncer y la actividad quinasa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Phospho-EGFR-Y869 Rabbit pAb                                                                              |
| Observaciones/Alias | ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y869                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 1956                                                                                                      |
| GeneID              | 1956                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor del residuo Y869 del EGFR humano (NP_005219.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos fosforilados                                                                                  |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                 |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                       |
| SWISS               | P00533                                                                                                    |
| Peso de la proteína | 134kDa                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                            |