

Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-Egfr-Y992 Para Wb Y Elisa - P00533

Número de artículo: CM0000589



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido contra EGFR fosforilado en Y992. Adecuado para WB y ELISA con reactividad humana y de ratón. Ideal para investigación en señalización de EGFR y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-EGFR-Y992
Observaciones/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-Y992
Especies	Humano
GeneID (humano)	1956
GeneID	1956
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y992 del EGFR humano (NP_005219.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo