

Fosfo-Egfr-Y998 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - P00533

Número de artículo: CM0000424



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-EGFR-Y998 para Western blot y ELISA. Detecta el EGFR humano fosforilado en Y998; adecuado para investigación en oncología y señalización. Validado en muestras humanas. Peso mol. 134 kDa. SWISS P00533.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-EGFR-Y998 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-Y998
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y998 del EGFR humano (NP_005219.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo