


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Eif2A-S49 Para Wb, Ihc-P - P05198

Número de artículo: CM0001580



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-eIF2 α -S49 para Western blot e inmunohistoquímica. Detecta la Ser49 fosforilada de eIF2 α (EIF2S1) en humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de la respuesta integrada al estrés y la mitofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-eIF2 α -S49 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; Phospho-eIF2 α -S49
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1965
Inmunógeno	Péptido sintético, un péptido específico de fosforilación correspondiente a los residuos que rodean el S49 de EIF2S1 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05198
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo