

Pab De Conejo Phospho-Eif4E-S209 - P06730

Número de artículo: CM0001582



Introducción

pAb de conejo Phospho-eIF4E-S209 para Western blotting y ELISA, que detecta eIF4E humano y de ratón fosforilado en la serina 209. Ideal para investigación sobre iniciación de la traducción, exportación de ARNm y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-eIF4E-S209
Observaciones/Alias	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; Phospho-eIF4E-S209
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1977
ID del gen	1977
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido fosforilado sintético alrededor de S209 de eIF4E humano (NP_001959.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P06730
Peso proteico	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo