


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Eif4Ebp1 (S65) Para Wb, Elisa - Q13541

Número de artículo: CM0001051



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico de alta calidad dirigido contra eIF4EBP1 fosforilado en Ser65, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con especies humanas y de ratón. Ideal para estudios de regulación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-eIF4EBP1-S65 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-S65
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1978
ID del gen	1978
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido fosforilado sintético alrededor de S65 de Phospho-EIF4EBP1-S65 humano (NP_004086.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13541
Peso de la proteína	13kDa
Envío	Bolsa de hielo