


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Eif4Ebp1-T37/T46 Para Wb Y Elisa - Q13541

Número de artículo: CM0000658



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico dirigido a la fosforilación de eIF4EBP1 en T37/T46. Validado para WB, ELISA en muestras humanas y de rata. Esencial para estudiar la señalización de mTORC1 y la regulación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Fosfo-eIF4EBP1-T37/T46
Observaciones/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Fosfo-eIF4EBP1-T37/T46
Especies	Humano, Ratón, Rata
ID de Gen (humano)	1978
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de T37 y T46 de EIF4EBP1 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q13541
Peso Molecular de la Proteína	13kDa
Envío	Bolsa de hielo