


Fosfo-Eif4Ebp1-T45 Pab De Conejo Para Western Blot - Q13541

Número de artículo: CM0001458



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo-eIF4EBP1 (T45) para Western blot. Detecta eIF4EBP1 humana fosforilada en Thr45, un represor clave de la traducción en la señalización mTORC1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-eIF4EBP1-T45 pAb de conejo
Observaciones/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Fosfo-eIF4EBP1-T45
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	1978
ID de gen	1978
Inmunógeno	Péptido sintético específico fosforilado correspondiente a los residuos que rodean el Thr45 de eIF4EBP1 humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q13541
Peso proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo