


Phospho-Eif4G1-S1108 Conejito Pab Para Wb, Elisa - Q04637

Número de artículo: CM0001570



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para phospho-EIF4G1 (Ser1108) validado para WB y ELISA. Detecta EIF4G1 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata, apoyando la investigación de la iniciación de la traducción y la respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-EIF4G1-S1108 Conejito pAb
Observaciones/Alias	P220; EIF4F; EIF4G; EIF4GI; PARK18; EIF-4G1; Phospho-EIF4G1-S1108
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1981
ID del Gen	1981
Inmunógeno	Péptido sintético / Un péptido fosforilado sintético alrededor de S1108 de EIF4G1 humano (NP_001278086.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q04637
Peso de la Proteína	175kDa
Envío	Bolsa de hielo