

Fosfo-Enos-S1177 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - P29474

Número de artículo: CM0000985



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para eNOS humana fosforilada en Ser1177. Validado para Western blot y ELISA, ideal para estudiar la señalización de NO endotelial, la angiogénesis y la regulación vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-eNOS-S1177 pAb de conejo
Observaciones/Alias	eNOS; ECNOS; Fosfo-eNOS-S1177
Especie	Humano
ID de gen	4846
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S1177 de eNOS humana (NP_000594.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P29474
Peso proteico	133kDa
Envío	Bolsa de hielo