

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Epha2-S897 Para Wb, If/Icc, Elisa - P29317

Número de artículo: CM0001293



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-EPHA2 (S897) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta EPHA2 humana y de ratón, una receptor tirosina quinasa implicada en la adhesión celular, migración y entrada viral. Adecuado para investigación en IVD y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo Phospho-EPHA2-S897
Observaciones/Alias	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; Phospho-EPHA2-S897
Especie	Humano
GeneID	1969
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de S897 de EPHA2 humana (NP_004422.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P29317
Peso proteico	108kDa
Envío	Bolsa de hielo