

Phospho-Epha2-S897 Conejo Pab Para Wb, Elisa - P29317

Número de artículo: CM0001185



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico que detecta EPHA2 fosforilado en serina 897, validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de EPHA2 en cáncer, desarrollo y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-EPHA2-S897 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; Phospho-EPHA2-S897
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1969
ID del Gen	1969
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S897 de EPHA2 humano (NP_004422.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29317
Peso Proteico	108kDa
Envío	Bolsa de hielo