

Fosfo-Epha2-Y594 Pab De Conejo Para Wb Y Elisa - P29317

Número de artículo: CM0001610



Introducción

Anticopero policlonal de conejo específico para la Y594 fosforilada de EPHA2 humana (receptor tipo-A de efrina 2). Validado para western blot y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y rata. Adecuado para la investigación de señalización de receptores de tirosina quinasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-EPHA2-Y594 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; Fosfo-EPHA2-Y594
Especie	Humano
ID de gen	1969
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de la Y594 de EphA2 humana (NP_004422.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforfosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P29317
Peso proteico	108kDa
Envío	Bolsa de hielo