


Fosfo-ErbB4/Her4-Y1284 Pab De Conejo - Q15303

Número de artículo: CM0000596



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo contra ErbB4/HER4 en la tirosina 1284, validado en WB y ELISA. Detecta ErbB4 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización de receptores de tirosina cinasa en el desarrollo y la enfermedad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-ErbB4/HER4-Y1284 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HER4; ALS19; p180erbB4; Fosfo-ErbB4/HER4-Y1284
Especie	Humano
ID de Gen	2066
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y1284 de ErbB4/HER4 humano (NP_005226.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15303
Peso Proteico	147kDa
Envío	Bolsa de hielo