


Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-Erk1-T202 + Erk2-T185 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28482 / P27361

Número de artículo: CM0001598



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico que reconoce ERK1 (fosfo T202) y ERK2 (fosfo T185). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Esencial para la investigación de la señalización MAPK/ERK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Fosfo-ERK1-T202 + ERK2-T185
Especie	Humano
ID de Gen	5594 / 5595
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de T202 de ERK1/ERK2 humano (NP_002737.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28482 / P27361
Peso Proteico	38kDa/40kDa/43kDa
Envío	Bolsa de hielo