

Mab De Conejo Anti Fosfo-Erk1 (T202/Y204) + Erk2 (T185/Y187) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27361/P28482

Número de artículo: CM0001809



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico contra ERK1 (T202/Y204) y ERK2 (T185/Y187). Validado para Western blot, IHC en parafina y ELISA en tejidos humanos, de ratón y rata. 42/44kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti Fosfo-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187
Observaciones/Alias	ERK-1; ERK1; ERT2; HS44KDAP; HUMKER1A; P44ERK1; P44MAPK; PRKM3; p44-ERK1; p44-MAPK; Fosfo-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187
Especie	Humana
GeneID (Humano)	5594/5595
GeneID	5595/5594
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de T202 y Y204 de ERK1 humano (P27361).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27361/P28482
Peso de la proteína	42kDa/44kDa
Envío	Bolsa de hielo