


Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-Erk3-S189 Para Wb, Elisa - Q16659

Número de artículo: CM0000551



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido a ERK3 (MAPK6) en Ser189. Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA; reacciona de forma cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de señalización de MAP quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-ERK3-S189
Observaciones/Alias	ERK3; PRKM6; p97MAPK; HsT17250; Fosfo-ERK3-S189
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5597
ID del Gen	5597
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S189 de ERK3 humano (NP_002739.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16659
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo