


Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-Esr α -S167 Para Wb, If/Icc, Elisa - P03372

Número de artículo: CM0001921



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido al Receptor de Estrógeno alfa (ER α /ESR1) en la fosforilación de Ser167. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano. Adecuado para estudiar la señalización de estrógenos, biología del cáncer y vías de receptores nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Fosfo-ESR α -S167
Observaciones/Alias	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; Fosfo-ESR α -S167
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2099
GeneID	2099
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S167 del Receptor de Estrógeno alfa humano (ESR1) (NP_000116.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P03372
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo