


Anticuerpo Policlonal Rabbit De Phospho-Ezh2/Kmt6 (T311) Para Wb Y Elisa - Q15910

Número de artículo: CM0001206



Introducción

Anticuerpo policlonal rabbit fosfoespecífico que detecta EZH2 fosforilado en Thr311. Validado para WB y ELISA, adecuado para investigación epigenética, de cromatina y sobre cáncer. Presenta reactividad cruzada con rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-EZH2/KMT6-T311 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	WVS; ENX1; KMT6; WVS2; ENX-1; EZH2b; KMT6A; Phospho-EZH2/KMT6-T311
Especie	Humano
GeneID (humano)	2146
GeneID	2146
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido sintético fosforilado alrededor de T311 de EZH2/KMT6 humano (NP_001190176.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q15910
Peso de la proteína	85kDa
Envío	Bolsa de hielo