


Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-Ezrina-T567 Para Wb - P15311

Número de artículo: CM0001107



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido a la Ezrina humana en la treonina 567. Validado para Western blot (WB) en humano, ratón y rata. Apto para investigar la dinámica del citoesqueleto, la adhesión celular y las interacciones membrana-citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-Ezrina-T567
Observaciones/Alias	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Fosfo-Ezrina-T567
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7430
GeneID	7430
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosfo-específico correspondiente a los residuos que rodean la T567 de la Ezrina humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15311
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo