


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Fosfo-Ezrina (T567) + Radixina (T564) + Moesina (T558) Para Wb Y Elisa - P15311 / P35241 / P26038

Número de artículo: CM0001332



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico que detecta Ezrina (T567), Radixina (T564) y Moesina (T558) fosforiladas en humano, ratón, rata. Apto para WB y ELISA. Ideal para estudiar la activación de proteínas ERM y la señalización del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-Ezrina-T567+Radixina-T564+Moesina-T558
Observaciones/Alias	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; DFNB24; Radixina; HEL70; IMD50; Moesina
Especie	Humano
GenelD (Humano)	7430/5962/4478
GenelD	7430/5962/4478
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T567/T564/T558 de Ezrina/Radixina/Moesina humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15311/P35241/P26038
Peso Proteico	23-71 kDa
Envío	Bolsa de hielo