


Pab De Conejo Phospho-Ezrin-Y353 Para Wb Y Elisa - P15311

Número de artículo: CM0001093



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido contra la Ezrina humana fosforilada en Y353 (SWISS P15311), validado para aplicaciones de Western blot y ELISA, ideal para estudios de citoesqueleto y polaridad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-Ezrin-Y353 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Phospho-Ezrin-Y353
Especie	Humana
GeneID (humano)	7430
GeneID	7430
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de Y353 de la Ezrina humana (NP_003370.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P15311
Peso de la proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo