


Fosfo-Fadd-S194 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - Q13158

Número de artículo: CM0000516



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige a la FADD humana fosforilada en S194, validado para Western blot y ELISA. Ideal para aplicaciones de investigación sobre apoptosis e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-FADD-S194 pAb de conejo
Observaciones/Alias	GIG3; IMD90; MORT1; Fosfo-FADD-S194
Especie	Humano
GeneID (humano)	8772
GeneID	8772
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S194 de la FADD humana (NP_003815.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13158
Peso proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo