


Phospho-Fak-Y397 Rabbit Mab Para Wb Y Elisa - Q05397

Número de artículo: CM0000863



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo contra FAK fosforilada en Y397, validado para aplicaciones de Western blot y ELISA en muestras humanas. Ideal para estudiar la señalización de integrinas, la migración celular y la dinámica de las uniones focales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-FAK-Y397 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y397
Especies	Humano
ID de gen	5747
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y397 de FAK humana (NP_722560.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q05397
Peso proteico	119kDa
Envío	Bolsa de hielo