


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Phospho-Fak-Y397 Para Wb, Elisa - Q05397

Número de artículo: CM0001945



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico que se dirige a FAK fosforilada en Tyr397. Validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización de integrinas y la migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra Phospho-FAK-Y397
Observaciones/Alias	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y397
Especie	Humano
GeneID (humano)	5747
GeneID	5747
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q05397
Peso de la proteína	119 kDa
Envío	Bolsa de hielo