


Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-Fak-Y576/577 Para Wb, Elisa - Q05397

Número de artículo: CM0001959



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido contra FAK (fosforilado en Tyr576/577) para aplicaciones de Western blot y ELISA en muestras humanas. Útil para estudiar la señalización de integrinas, migración celular y adhesión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Fosfo-FAK-Y576/577
Observaciones/Alias	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Fosfo-FAK-Y576/577
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5747
ID del Gen	5747
Inmunógeno	Péptido sintético; un péptido fosforilado sintético alrededor de Y576 & Y577 de PTK2 humano (NP_722560.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q05397
Peso Proteico	119kDa
Envío	Bolsa de hielo