


Pab De Conejo Para Phospho-Fgfr3-Y724 - P22607

Número de artículo: CM0001115



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para FGFR3 fosforilado (Tyr724). Validado para WB y ELISA en muestras humanas y de ratón. Ideal para estudiar la señalización de FGFR3 en el desarrollo esquelético y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo para Phospho-FGFR3-Y724
Observaciones/Alias	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSGFR3EX; Phospho-FGFR3-Y724
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2261
GeneID	2261
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P22607
Peso proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo