

Pab De Conejo Para Phospho-Filamin A-S2152 Para Wb, Elisa - P21333

Número de artículo: CM0001772



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-Filamin A-S2152 validado para WB y ELISA contra Filamina A (281kDa) de humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre citoesqueleto de actina, señalización y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-Filamin A-S2152
Observaciones/Alias	FLN; FMD; MNS; OPD; ABPX; CSBS; CVD1; FGS2; FLN1; NHBP; OPD1; OPD2; XLVD; XMVD; FLN-A; ABP-280; Phospho-Filamin A-S2152
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2316
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21333
Peso de la proteína	281kDa
Envío	Bolsa de hielo