

Pab De Conejo Phospho-Foxo3A-S253 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43524

Número de artículo: CM0000803



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico contra FOXO3A (fosfo-Ser253). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta humano, ratón y rata. Ideal para estudios de apoptosis, autofagia y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-FOXO3A-S253
Observaciones/Alias	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2; Phospho-FOXO3A-S253
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2309
GeneID	2309
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S253 de FOXO3A humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43524
Peso de la proteína	71kDa
Envío	Bolsa de hielo