

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Foxo3A-S425 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43524

Número de artículo: CM0001987



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosforilación que se dirige a la fosforilación de FOXO3A en Ser425. Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón, rata. Soporta la investigación de apoptosis y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-FOXO3A-S425 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2; Phospho-FOXO3A-S425
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2309
GeneID	2309
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S425 de FOXO3A humana (NP_001446.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43524
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo