


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Gab1 (Tyr659) Para Wb Y Elisa - Q13480

Número de artículo: CM0001009



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que detecta GAB1 fosforilado en la tirosina 659. Validado para Western blot (WB) y ELISA; reacciona con muestras humanas y de ratón. Ideal para estudios de vías de señalización que involucran a EGFR, INSR y MET/HGF. Peso molecular ~77 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Phospho-GAB1-Y659 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DFNB26; Phospho-GAB1-Y659
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	2549
ID del gen	2549
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de la posición Y659 de la proteína GAB1 humana (NP_002030.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q13480
Peso molecular de la proteína	77kDa
Envío	Bolsa de hielo