


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Gata1-S310 Para Wb, Elisa - P15976

Número de artículo: CM0001605



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-GATA1-S310 validado para Western blot y ELISA. Reacciona con GATA1 humano, de ratón y de rata fosforilado en Ser310. Adecuado para la investigación del desarrollo eritroide y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-GATA1-S310 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GF1, GF-1, NFE1, XLTT, ERYF1, NF-E1, XLANP, XLTDA, GATA-1, HAEADA, Phospho-GATA1-S310
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2623
GeneID	2623
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido específico de fosforilación correspondiente a los residuos que rodean el S310 del GATA1 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15976
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo