


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-GluR1/Gria1 (S836) Para Wb - P42261

Número de artículo: CM0001100



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosforilación dirigido a GluR1/GRIA1 en la serina 836. Diseñado para la detección por Western blot de la subunidad del receptor AMPA de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y plasticidad sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-GluR1/GRIA1-S836
Observaciones/Alias	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; Phospho-GluR1/GRIA1-S836
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2890
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido específico para fosforilación correspondiente a residuos alrededor de S836 del GluR1/GRIA1 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42261
Peso de la proteína	102kDa
Envío	Bolsa de hielo