

Phospho-GluR2/Gria2-S880 Pab De Conejo Para Wb - P42262

Número de artículo: CM0001796



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfato que se dirige a GluR2/GRIA2 en Ser880. Validado para WB con reactividad cruzada humana, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación en neurociencias sobre la señalización del receptor AMPA y la plasticidad sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-GluR2/GRIA2-S880 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; gluR-2; gluR-B; GluR-K2; Phospho-GluR2/GRIA2-S880
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2891
GeneID	2891
Inmunógeno	Un péptido específico fosforilado correspondiente a los residuos que rodean el S880 de GluR2/GRIA2 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42262
Peso proteico	99kDa
Envío	Bolsa de hielo