

Phospho-Grin2B-Y1474 Conejo Pab Para Wb, Elisa - Q13224

Número de artículo: CM0000802



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Phospho-GRIN2B-Y1474 detecta la subunidad NR2B del receptor NMDA fosforilada en Y1474 en muestras humanas, de ratón y de rata. Validado para WB y ELISA, este anticuerpo apoya la investigación en neurociencia de la plasticidad sináptica y la excitotoxicidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-GRIN2B-Y1474 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NR3; MRD6; NR2B; hNR3; DEE27; EIEE27; GluN2B; NMDAR2B; Phospho-GRIN2B-Y1474
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2904
ID del Gen	2904
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y1474 de GRIN2B humano (NP_000825.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13224
Peso Proteico	166kDa
Envío	Bolsa de hielo