

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Grin2B-Y1474 Para Wb, Elisa - Q13224

Número de artículo: CM0001029



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la GRIN2B fosforilada en Y1474. Validado para WB y ELISA con muestras humanas. Útil para estudiar la señalización del receptor NMDA, la plasticidad sináptica y los trastornos neurológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-Fosfo-GRIN2B-Y1474
Observaciones/Alias	NR3, MRD6, NR2B, hNR3, DEE27, EIEE27, GluN2B, NMDAR2B, Fosfo-GRIN2B-Y1474
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2904
GeneID	2904
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético fosforilado alrededor de la posición Y1474 de la GRIN2B humana (NP_000825.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13224
Peso Proteico	166kDa
Envío	Bolsa de hielo