

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Fosfo-Gsk3A-S21+Gsk3B-S9 Para Wb, Elisa - P49840/P49841

Número de artículo: CM0001729



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico contra GSK3 α (S21) y GSK3 β (S9). Validado para WB, ELISA con reactividad cruzada a ratón. Ideal para investigación en señalización Wnt, resistencia a la insulina y Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-GSK3 α -S21+GSK3 β -S9
Observaciones/Alias	GSK3B; GSK 3 beta; GSK3A; GSK 3 alfa; Fosfo-GSK3 α -S21+GSK3 β -S9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2931/2932
GeneID	2931/2932
Inmunógeno	Péptido sintético, un péptido fosforilado sintético alrededor de S21&S9 de GSK3 α /GSK3 β humano (NP_063937.2/NP_002084.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P49840/P49841
Peso Proteico	51kDa/46kDa
Envío	Bolsa de hielo