


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Gsk3B-S9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49841

Número de artículo: CM0001592



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Fosfo-GSK3 β -S9 (P49841) para Western blot, IHC-P, ELISA. Detecta GSK3 β humano fosforilado en Ser9. Ideal para estudiar la señalización Wnt, la resistencia a la insulina y la enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Fosfo-GSK3 β -S9
Observaciones/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; Fosfo-GSK3 β -S9
Especie	Humano
GeneID (humano)	2932
GeneID	2932
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de S9 de GSK3 beta humano (P49841)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P49841
Peso Proteico	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo