


Fosfo-Gsk3B-S9 Pab De Conejo - P49841

Número de artículo: CM0000590



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la Ser9 fosforilada de la GSK3β humana, validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización Wnt y la enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-GSK3β-S9 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GSK3B; gsk-3β; Fosfo-GSK3β-S9
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2932
ID de Gen	2932
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49841
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo