


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279 Para Wb, Elisa - P49840/P49841

Número de artículo: CM0001346



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico que detecta GSK3 β fosforilada en Y216 y GSK3 α fosforilada en Y279. Validado para Western blot y ELISA, mostrando reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación en metabolismo de la glucosa, señalización Wnt y enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Fosfo-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279
Observaciones/Alias	GSK3B; GSK 3 beta; GSK3A; GSK 3 alpha; Fosfo-GSK3 α -S21+GSK3 β -S9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2931/2932
GeneID	2931/2932
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y216&Y279 de GSK3 β /GSK3 α humana (NP_063937.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P49840/P49841
Peso Proteico	51kDa/46kDa
Envío	Bolsa de hielo