


Pab De Conejo Phospho-Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279 - P49840 / P49841

Número de artículo: CM0001003



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico que reconoce GSK3β-Y216 y GSK3α-Y279, adecuado para WB, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para estudios de señalización por insulina, vía Wnt y enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-GSK3β-Y216 + GSK3α-Y279
Observaciones/Alias	GSK3B; gsk-3β; Phospho-GSK3β-Y216 + GSK3α-Y279
Especie	Humano
ID del gen	2931 / 2932
Inmunógeno	Péptido sintético fosforilado alrededor de Y216/Y279 de GSK3β/GSK3α humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49840 / P49841
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo