

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Hdac4-S246/Hdac5-S259/Hdac9-S220 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P56524 / Q9Uql6 / Q9Ukv0

Número de artículo: CM0000428



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico que detecta HDAC4 (S246), HDAC5 (S259) y HDAC9 (S220) para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de regulación de la cromatina y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-HDAC4-S246/HDAC5-S259/HDAC9-S220 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HDAC4/HDAC5/HDAC9; Phospho-HDAC4-S246/HDAC5-S259/HDAC9-S220
Especie	Humano
GenelD (humano)	9759/10014/9734
GenelD	9759/10014/9734
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido fosfoespecífico correspondiente a residuos alrededor de S246 de HDAC4 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56524/Q9UQL6/Q9UKV0
Peso proteico	57-65kDa/97-122kDa
Envío	Bolsa de hielo