


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Hdac4-S632 Para Wb Y Elisa - P56524

Número de artículo: CM0001615



Introducción

El anticuerpo mAb de conejo Phospho-HDAC4-S632 es un anticuerpo específico de fosforilación diseñado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Detecta HDAC4 humano fosforilado en la serina 632, apoyando la investigación en epigenética y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Phospho-HDAC4-S632
Observaciones/Alias	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; Phospho-HDAC4-S632
Especie	Humano
GeneID	9759
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de la S632 del Phospho-HDAC4-S632 humano (NP_006028.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P56524
Peso Proteico	119kDa
Envío	Bolsa de hielo