


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Hdac4-S632 Para Wb - P56524

Número de artículo: CM0000786



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Phospho-HDAC4-S632 detecta niveles endógenos de HDAC4 fosforilado en la serina 632. Validado para Western blot en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-HDAC4-S632 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; Phospho-HDAC4-S632
Especie	Humano
GeneID (humano)	9759
GeneID	9759
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56524
Peso de la proteína	119kDa
Envío	Bolsa de hielo