


Fosfo-Hdac8-S39 Pab De Conejo - Q9By41

Número de artículo: CM0000900



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige a HDAC8 en Ser39. Validado para IF/ICC en muestras humanas; detecta la histona desacetilasa 8 implicada en la remodelación de la cromatina y la represión transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-HDAC8-S39 pAb de conejo
Observaciones/Alias	HD8; WTS; RPD3; CDA07; CDLS5; KDAC8; MRXS6; HDACL1; Fosfo-HDAC8-S39
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	55869
ID de gen	55869
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido específico de fosfo correspondiente a los residuos que rodean el S39 del HDAC8 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	IF/ICC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9BY41
Peso proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo