


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Fosfo-Her2/ErbB2-Y1139 Para Wb Y Elisa - P04626

Número de artículo: CM0001343



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-HER2/ErbB2-Y1139, validado para WB y ELISA, detecta específicamente HER2 humano fosforilado en tirosina 1139. Adecuado para investigar vías de señalización de HER2 en investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-HER2/ErbB2-Y1139
Observaciones/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); Fosfo-HER2/ErbB2-Y1139
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2064
GeneID	2064
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y1139 de ErbB2 humano (P04626).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04626
Peso Proteico	138kDa
Envío	Bolsa de hielo