


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Histona H2Ax-S139 Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P16104

Número de artículo: CM0000817



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Ser139 fosforilada de la Histona H2AX (H2A.X). Validado para WB, IP, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para investigación en daño y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Fosfo-Histona H2AX-S139
Observaciones/Alias	H2A.X; H2A/X; H2AFX
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3014
ID del Gen	3014
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de la S139 de la Histona H2AX humana (NP_002096.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16104
Peso Molecular de la Proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo