


Pab De Conejo Contra Fosfo-Histona H2Ax-S139 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P16104

Número de artículo: CM0000512



Introducción

El pAb de conejo contra Fosfo-Histona H2AX-S139 detecta dianas humanas, de ratón y de rata. Diseñado para estudios de daño, reparación del ADN y ciclo celular mediante WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Anticuerpo de grado de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Fosfo-Histona H2AX-S139
Observaciones/Alias	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Fosfo-Histona H2AX-S139
Especie	Humana
GeneID (Humano)	H2A
GeneID	3014
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S139 de la Histona H2AX humana (NP_002096.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16104
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo