


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Fosfo-Histona H3-S10 Para Wb, Ihc-P, Ip, Db, Elisa - Q16695 / P68431

Número de artículo: CM0000771



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-Histona H3 (Ser10) de alta especificidad validado para WB, IHC-P, IP, DB, ELISA. Reacciona con histona H3 humana, de ratón y rata; ideal para estudios de epigenética y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-Histona H3-S10
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
Especie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IP, DB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (amplio rango predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo