


Phospho-Histona H3-S10/T11 Conejo Pab - Q16695 / P68431

Número de artículo: CM0001434



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico que detecta la Histona H3 fosforilada en Ser10 y Thr11. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata y se predice un amplio rango. Adecuado para estudios de dinámica de la cromatina y del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-Histona H3-S10/T11 Conejo pAb
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histona H3-S10/T11
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido fosforilado sintético alrededor de S10 y T11 de la Histona H3 humana (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo